

MICHELIN AirProne

Module tête faciale

Le module Tête faciale permet de positionner la tête du patient de face.

Il permet de réduire la prévalence des escarres sur le visage.

Le module tête faciale permet l'installation du patient tout en positionnant la sonde d'intubation sans la débrancher.

Afin de prévenir des escarres, les housses ont été conçues avec un tissu 3D pour être mis en contact avec la peau saine des patients : il n'est pas recommandé de positionner un drap entre le patient et le dispositif.

Dans le cas de l'utilisation de ce module sans les autres modules AirProne, veillez au bon positionnement du reste du corps.



(photo non contractuelle)



1 Gonfler le support transparent puis le coussin bleu. A l'aide de la poire de gonflage, gonfler jusqu'à centrer l'aiguille dans la zone bleue pour le coussin bleu et zone grise pour le support transparent.

2 Une fois le patient positionné sur le ventre, positionner le module tête sous le visage du patient.

3 Faire passer la sonde soit sous le support transparent soit entre le support et le coussin bleu.

4 Une fois le patient installé vous pouvez ajuster les pressions en restant dans les valeurs préconisées.

BON DE RESERVATION à retourner par mail à protective@michelin.com

Désignation	Référence	Quantité	PU HT*	Total HT	TVA (20%)	Total TTC
MICHELIN Module Tête Faciale	468866		550 €			

*5% de remise de 2 à 4 commandés / 10% de remise à partir de 5 commandés

Nom :

Etablissement / Adresse :

Prénom :

Service :

Date :

Signature :